

H₂S 含量测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

H₂S 是一种新型气态信号分子，存在于脑内的神经递质，生理浓度的 H₂S 对神经系统海马的长时程增强功能具有重要的调节作用，并对自发性高血压、出血性休克及肝硬化等疾病的过程发挥着重要的病理生理效应。

测定原理：

H₂S 与醋酸锌、N, N-二甲基对苯二胺和硫酸铁铵等反应生成亚甲基蓝，亚甲基蓝在 665nm 处有最大吸收峰，通过测定其吸光值可计算 H₂S 含量。

组成：

产品名称	SG001-50T/48S	Storage
提取液：液体	50ml	4°C
试剂一：液体	50ml	4°C
试剂二：液体	32ml	4°C
试剂三：液体	16ml	4°C避光
试剂四：液体	16ml	4°C
试剂五：液体	2.5ml	4°C避光
说明书	一份	

试剂三：液体 16ml×1 瓶，4°C避光保存。

试剂五：液体 2.5ml×1 瓶，4°C避光保存。

自备仪器和用品：

天平、低温离心机、可见分光光度计、1 ml 玻璃比色皿、蒸馏水。

样品处理：

1. 组织：按照组织质量 (g)：提取液体积(ml)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 提取液）进行冰浴匀浆，然后 10000g，4°C离心 10min，取上清，置冰上待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量 (10⁴ 个)：提取液体积 (ml) 为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1ml 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 10000g，4°C，离心 10min，取上清置于冰上待测。

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利



3. 血清（浆）：直接测定

操作表（取 2 ml 离心管，按照下表操作）：

	空白管	测定管
样品 (μl)		600
H ₂ O (μl)	600	
试剂一 (μl)	600	600
充分震荡混匀		
试剂二 (μl)	600	600
10000g, 4°C, 离心 10min, 去上清, 留沉淀		
H ₂ O (μl)	600	600
10000g, 4°C, 离心 10min, 去上清, 留沉淀		
试剂一 (μl)	300	300
试剂三 (μl)	300	300
充分震荡混匀		
试剂四 (μl)	300	300
10000g, 4°C, 离心 10min, 取 800μl 上清加入 1ml 玻璃比色皿		
试剂五 (μl)	40	40
混匀, 25°C静置 5min, 测定 665nm 吸光值, 记为 A 测定和 A 空白, ΔA=A 测定-A 空白。		

H₂S 计算公式:

标准曲线回归方程为: $y = 0.0044x$, $R^2 = 0.9988$

(1) 组织样品

a.按照蛋白浓度计算

$$\text{H}_2\text{S (nmol/mg prot)} = \frac{\Delta A}{0.0044} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) = 340.9 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

b.按照样本重量计算

$$\text{H}_2\text{S (nmol/g 鲜重)} = \frac{\Delta A}{0.0044} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) = 340.9 \times \Delta A \div W$$

(2) 液体样品

$$\text{H}_2\text{S (nmol/ml)} = \frac{\Delta A}{0.0044} \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} = 340.9 \times \Delta A$$

(3) 细胞

$$\text{H}_2\text{S (nmol/10}^4\text{ cell)} = \frac{\Delta A}{0.0044} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量(万个)}) = 340.9 \times \Delta A \div \text{细胞数量 (万个)}$$

V 反总: 反应总体积, 0.9ml; V 样: 反应中样品体积, 0.6ml; V 样总: 加入提取液体积, 1ml; W: 样品质量, g; Cpr: 蛋白浓度, mg/ml

注意事项:

最低检出限为 1nmol/ml。

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利

