

ACD 抗凝剂(B)

产品简介：

ACD 抗凝剂(B)主要成分为柠檬酸钠，葡萄糖和柠檬酸三种。使用酸性的柠檬酸钠葡萄糖(ACD)提取全血中的 DNA 有较好的效果。

产品组成：

产品名称	BAC002-100ml
ACD 抗凝剂(B)	100 ml
说明书	一份

储存条件：

4°C保存。

操作步骤（仅供参考）：

- 1、 根据实验具体要求操作。
- 2、 通常情况下 20 ml 新鲜血液需要 3.5 ml 抗凝剂。

注意事项：

- 1、 实验过程中注意无菌操作。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、 本产品仅供科研使用，严禁它用。

