

标准蛋白质溶液(BSA,20mg/ml)

简介:

BIOISCO 标准蛋白质溶液(BSA,20mg/ml)是用于 BCA 法蛋白定量试剂盒和 Bradford 法蛋白定量试剂盒的试剂, 在生化实验中有广泛的应用, 例如在 western blot 中作为 Blocking agent; 在酶切反应缓冲液中加入 BSA, 通过提高溶液中蛋白质的浓度, 对酶起保护作用。防止酶的分解和非特异性吸附, 能减轻有些酶的变性, 能减轻有些不利环境因素如加热, 表面张力及化学因素引起的变性, 亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。

组成:

产品名称	BS006-1ml	Storage
标准蛋白质溶液(BSA,20mg/ml)	1ml	-20℃
说明书	一份	

保存条件:

-20℃ 保存, 一年有效。

操作步骤 (仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般应做多个稀释度, 以便做出标准曲线。

注意事项:

- 1、避免反复冻融, 以免失效或效率下降。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

