

改良台氏液(无钙)

产品简介:

BIOISCO 改良 Tyrode's Solution(无钙)也属于平衡盐溶液的一种, 主要由氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成, 含 HEPES, 缓冲能力较常规 Tyrode's Solution 强。经常用于哺乳肌体灌流、清洗组织, 并维持离体肠肌的正常生理功能。

组成:

产品名称	CO002-500ml	Storage
改良台氏液(无钙)	500ml	4°C
说明书	一份	

储存条件:

4°C, 六个月有效。

操作步骤 (仅供参考):

- 1、 根据实验具体要求, 保存或清洗离体组织。
- 2、 改良 Tyrode's Solution(无钙)如果产生少许沉淀, 可以加热溶解或过滤后使用, 产生大量沉淀应弃用。
- 3、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

注意事项:

- 1、 本产品仅供科研使用, 严禁它用。

