

## 人工小肠液

### 产品简介：

BIOISCO 人工小肠液又称人工肠液，其英文表述为 ArtificialIntestinalJuice，是模拟肠液的组分和 pH 值的一种溶液。本试剂采用中国药典表述，人工小肠液主要由磷酸盐、胰蛋白酶等组成，可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测，尤其适用于肠溶胶囊的检测。

### 组成：

产品名称	CO006-500ml	Storage
人工小肠液	500ml	-20°C
说明书	一份	

### 储存条件：

-20°C，12 个月有效。

### 操作步骤（仅供参考）：

1、如果是检测胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等，一般采用升降式崩解仪，主要由金属支架、带有挡板的吊篮组成。将待测的胶囊剂、肠溶片、滴丸剂 6 粒或片浸于人工胃液中，1 小时内完全崩解，如有 1 粒或片不能完全崩解，应另取 6 粒或片复试，均应符合要求。

2、如果进行其他实验，应根据具体实验要求操作。

### 注意事项：

- 1、人工小肠液避免反复冻融，以免效率下降。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用，严禁它用。

