

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)

简介:

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)由 1MTris 等组成, 不含变性剂 SDS, 用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。

组成:

产品名称	PE024-500ml	Storage
Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)	500ml	RT
说明书	一份	

保存条件:

常温保存, 一年有效。

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后, 在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液, 装配。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、该产品仅适用于科研实验, 不可做他用。

