

Weigert 铁苏木素染色液

简介:

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维:胶原纤维、网状纤维、弹力纤维,而胶原纤维(collagen fiber)是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert 铁苏木素染色液是染色力较强的染色液,主要由苏木素和三氯化铁组成,临用前混合,多用于结缔组织的染色,如 masson 三色染色、Van Gieson 染色等。

组成:

产品名称	SCT002-50ml×2	SCT002-100ml×2	Storage
试剂 (A) : 苏木素染色液	50ml	100ml	RT 避光
试剂 (B) : 三氯化铁溶液	50ml	100ml	RT
临用前,取 A、B 按 1: 1 混合,即为 Weigert 铁苏木素染色液。			
使用说明书	一份		

保存条件:

RT 避光保存。

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般 Weigert 铁苏木素染色液染色 1~5min。

注意事项:

- 1、临用时配制 Weigert 铁苏木素染色液,不可预先配制后放置,不宜长久保存。
- 2、上述试剂均有刺激性,请小心操作。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

