

## 精子固定液

### 简介：

用固定液固定动植物整体或它的一部分组织和气管等，能保存组织内细胞的形态、结构及其组成，尽量使它近于生活状态。固定液一般有防腐和保存的作用，分为单纯固定液和混合固定液。

### 组成：

产品名称	SF076-100ml	Storage
精子固定液	100ml	RT
说明书	一份	

### 保存条件：

RT 保存，12 个月有效。

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、含乙醇，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅用于科研使用，禁止他用。

