

## 沙黄水溶液(0.5%)

### 简介:

番红 O 别名沙黄，是一种结合多阴离子的阳离子染料，嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色，它常与固绿合用用于显示软骨，是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开。亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。

### 组成:

产品名称	SM027-100ml	Storage
沙黄水溶液(0.5%)	100ml	RT 避光
说明书	一份	

### 保存条件:

常温避光保存，一年有效。

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、单独使用一般染 1~2min。

染色结果:

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅供科研使用，严禁它用。

