

詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)

产品简介：

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿，是一种活体染色剂，专用于线粒体的染色，染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合，从而出现蓝绿色。

BIOISCO 詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成，染色过程中务必保持所取的材料活性，并迅速操作。

组成：

产品名称	SO032-10ml	SO032-100ml	Storage
A 液	2ml	20ml	RT 避光
B 液	8ml	80ml	RT 避光
说明书	1 份		

使用说明：取 A 液 2ml，B 液 8ml，均匀混合在一起即工作液；

储存条件：

RT 避光，12 个月有效。

操作步骤（仅供参考）：

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)等量混合。
- 3、一般染色 1~3min，根据不同样本染色而异。

注意事项：

- 1、染色的线粒体应是新鲜提取，尽快染色。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用，严禁它用。

