

## 詹纳斯绿 B 染色液(1%)

### 产品简介：

詹纳斯绿 B(JanusGreenB)又称健那绿，是一种活体染色剂，专一用于线粒体的染色，染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合，从而出现蓝绿色。

BIOISCO 詹纳斯绿 B 染色液(1%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成，染色过程中务必保持所取材料的活性，并且迅速操作。

### 组成：

产品名称	SO034-10ml	Storage
詹纳斯绿 B 染色液(1%)	10ml	4°C避光
说明书	一份	

### 储存条件：

4°C避光，6 个月有效。

### 操作步骤（仅供参考）：

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(1%)等量混合。
- 3、一般染色 1 ~ 3min，根据不同样本染色而异。

### 注意事项：

- 1、染色的线粒体应是新鲜提取，尽快染色。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用，严禁它用。

