

土壤中性木聚糖酶 (Soil Neutral Xylanase, S-NEX) 测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

木聚糖酶(EC 3.2.1.8)主要由微生物产生,能催化水解木聚糖,也被称为戊聚糖酶或半纤维素酶,可分解酿造或饲料工业中的原料细胞壁以及 β -葡聚糖,降低酿造中物料的粘度,促进有效物质的释放,以及降低饲料中的非淀粉多糖,促进营养物质的吸收利用,因而广泛的应用于酿造和饲料工业中,NEX 一般分离自最适生长 pH 为 6-8 的微生物。

测定原理:

NEX 在中性环境中催化木聚糖降解成还原性寡糖和单糖,在沸水浴条件下进一步与 3,5-二硝基水杨酸发生显色反应,在 540nm 处有特征吸收峰,反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比,通过测定反应液在 540nm 吸光值增加速率,可计算 NEX 活力。

组成:

产品名称	SSQ098-50T/24S	Storage
缓冲液: 液体	20ml	4°C
试剂一: 液体	5ml	4°C避光
试剂二: 液体	25ml	4°C避光
说明书	一份	

样品处理:

新鲜土样风干,过 30-50 目筛。

测定操作表:

	对照管	测定管
土样 (g)	0.1	0.1
缓冲液 (μ l)	600	400
试剂一 (μ l)		200
混匀, 50°C震荡反应 30min, 立即 90°C水浴 10min, 8000g, 25°C离心 10min, 取上清 500 μ l		
试剂二 (μ l)	500	500
混匀, 90°C水浴中显色 5min, 蒸馏水调零, 1ml 玻璃比色皿测定 540nm 处吸光值 A,		

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利



分别记为 A 对照管、A 测定管， $\Delta A = A$ 测定管 - A 对照管。

S-NEX 计算公式：

标准曲线： $y = 1.6904x + 0.0058$ ， $R^2 = 0.9989$

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每克土壤每天分解木聚糖产生 1 μ mol 还原糖所需的酶量为一个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{S-NEX 活力 } (\mu\text{mol/d/g 土样}) &= (\Delta A - 0.0058) \div 1.6904 \times V_{\text{反总}} \times 10^3 \div W \div T \div 150 \\ &= 113.58 \times (\Delta A - 0.0058) \div W \end{aligned}$$

V 反总：反应总体积，0.6ml；T：反应时间，1/48d；1000：1mmol/L = 10³ μ mol/L；150：木糖分子量。

注意事项：

1. 保证震荡反应 30min，使酶与底物充分接触。
2. 注意 90°C 水浴防止爆开，以免改变反应体系。

