

## M 缓冲液(pH7.2)

### 产品简介：

M 缓冲液是使细胞骨架中的微丝保持稳定的溶液。在 M 缓冲液中，其中咪唑是缓冲剂 EGTA 和 EDTA 螯合 Ca 离子，溶液并提供 Mg 离子，在低钙条件下，骨架纤维保持聚合状态并且较为舒张，便于观察。

### 产品组成：

产品名称	BB067-100ml	BB067-500ml	Storage
M 缓冲液(pH7.2)	100 ml	500 ml	RT
说明书	一份		

### 储存条件：

室温保存，一年有效。

### 操作步骤（仅供参考）：

根据实验要求操作。

### 注意事项：

- 1、尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

