

5×PEG/氯化钠溶液

简介:

化学结构: $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$, 由环氧乙烷聚合而成。本系列产品无毒、无刺激性, 具有良好的水溶性, 并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等, 在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。5×PEG/氯化钠溶液用于慢病毒检测试剂(如诺如病毒), BIOISCO 5×PEG/氯化钠溶液有 PEG8000、氯化钠和去离子水组成, 经高压灭菌处理。

组成:

产品名称	BO059-500ml	Storage
5×PEG/氯化钠溶液	500ml	4°C
说明书	一份	

保存条件:

4°C 保存, 一年有效。

操作步骤(仅供参考):

根据具体实验操作。

注意事项:

- 1、注意密闭保存, 无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用, 严禁它用。

