

2×HBS 缓冲液

简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。BIOISCO 2×HBS 缓冲液主要由 Tris-HCl、氯化钠等组成, 含微量 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} , 该试剂经过高压灭菌, 可用于鉴定新转录的 RNA 或其他常规用途。

组成:

产品名称	BO390-500ml	Storage
2×HBS 缓冲液	500ml	RT
说明书	一份	

保存条件:

室温保存,6 个月有效。

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、应注意无菌操作, 避免被微生物污染。
- 2、该试剂经高压灭菌处理。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、本产品仅由于科研, 严禁他用。

