

OADC 增菌液

简介:

OADC 增菌液由牛白蛋白(V 组分) 、油酸、葡萄糖、触酶、氯化钠和去离子水等组成。

产品用途:

用于添加于 MiddleBrook7H11 琼脂和 MiddleBrook7H10 琼脂

组成:

产品名称	CC098-500ml	Storage
OADC 增菌液	500ml	4℃
说明书	1 份	

保存条件:

4℃保存, 6 个月有效。

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、10ml 添加于 90ml Middle Brook 7H11 琼脂或 Middle Brook 7H10 琼脂或 Middle Brook 7H10 肉汤。

注意事项:

- 1、 请注意适当防护。
- 2、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

