

人工结肠液

产品简介：

BIOISCO 人工结肠液其英文表述为 Artificialcolonicfluid，是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液。人工结肠液主要由磷酸盐、氨水等组成。

组成：

产品名称	CO003-500ml	Storage
人工结肠液	500ml	4°C
说明书	一份	

储存条件：

4°C，六个月有效。

操作步骤（仅供参考）：

- 1、根据具体实验要求操作。

注意事项：

- 1、人工结肠液需密闭保存，一旦开封应立即使用，否则效率下降。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用，严禁它用。

