

CHAPS 裂解液

简介:

CHAPS 裂解液由 CHAPS、Tris-HCl、氯化镁、甘油和去离子水等组成。

组成:

产品名称	CS068-250ml	Storage
CHAPS 裂解液	250ml	RT
说明书	一份	

保存条件:

RT 保存,12 个月有效。

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅由于科研, 严禁他用。

