

PS 磷酸盐缓冲液(0.2mol/L,pH7.2 ~ 7.4)

简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

BIOISCO PB 磷酸盐缓冲液(0.2mol/L,pH7.2-7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐钾组成, 不含氯化钠, 不含钙离子和镁离子, pH 值为 7.2~7.4, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂浓度 0.2mol/L 是指磷酸根的总浓度为 0.2mol/L, 可直接使用, 亦可稀释后至恰当浓度使用。

组成:

产品名称	IH076-500ml	IH076-5L	Storage
PB 磷酸盐缓冲液(0.02mol/L,pH7.2-7.4)	500ml	5L	室温
说明书	一份		

保存条件:

室温保存,12 个月有效。

操作步骤(仅供参考):

无需配制, 直接使用, 亦可稀释后至恰当浓度使用。

注意事项:

- 1、PS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅由于科研, 严禁他用。

