

## Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0)

### 产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。Tris 缓冲盐溶液主要成分为 Tris-HCl(pH8.0)、氯化钠、防腐剂, 不含 Tween 20。

### 组成:

产品名称	WB011-500ml	Storage
Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0)	500ml	RT
说明书	一份	

### 储存条件:

RT, 12 个月有效。

### 操作步骤 (仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×, 再加入 0.05 ~ 0.1% Tween 20, 即获得 1×TBST 进行下游实验。

### 注意事项:

- 1.如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3.本产品仅供科研使用, 严禁它用。

